

Aesculap® Recall Set

Skrobaczki tytanowe do czyszczenia implantów stomatologicznych



Aesculap Dental

Zestaw do czyszczenia implantów stomatologicznych

W celu zagwarantowania skutecznej i długotrwałej implantacji szczególnie ważna jest konsekwentna pielęgnacja pooperacyjna. W celu usunięcia osadu z połączenia płytki implantu bez ryzyka zakażenia, najlepszym wyborem będą skrobaczki tytanowe.



Skrobaczki tytanowe do czyszczenia implantów stomatologicznych:

- Bardzo delikatne końcówki pracujące
- Przystosowane do ponownego ostrzenia
- Wykonane z materiałów biokompatybilnych



DB180T LANGER Skrobaczka tytanowa, fig. 1/2, do zębów przedtrzonowych, trzonowych, uniwersalna; szczęka dolna

1/1




DB181T LANGER Skrobaczka tytanowa, fig. 3/4 do zębów przedtrzonowych, trzonowych, uniwersalna; szczęka górna

1/1



DB182T LANGER Skrobaczka tytanowa, fig. 5/6 do zębów przednich, uniwersalna

1/1



Zgłębniki do przyzębia kontrolowane siłą nacisku:

- Określona siła nacisku 0,2 N (20g)
- Powłoka z azotku tytanu
- Precyzyjne znakowanie i wygładzanie



DB764R UNC 15, znakowanie 11111-11111-11111mm



DB765R WHO; PCP 11,5, znakowanie 3,5 – 2 – 3 – 3 mm

Zestaw do czyszczenia implantów stomatologicznych



DA090 Niebieski

1/1



DA091 Szary

1/1



DA092 Zielony

1/1



DA093 Czarny

1/1

DA090 -DA093 Uchwyty z tworzywa sztucznego do lusterek stomatologicznych, przystosowane do sterylizacji do 240°C, 135 mm, 5 1/4"



DA074R Uchwyt do lusterek stomatologicznych ze stali nierdzewnej, 140 mm, 5 1/2"

1/1



DA076R Uchwyt do lusterek stomatologicznych ze stali nierdzewnej, 35 mm, 5 1/4"


1/1



DA036R Lusterko stomatologiczne, rodowe, ø 22 mm, jedn. zam.: PAK= pakowane po 12 szt.

DA037R Lusterko stomatologiczne, rodowe, ø 24 mm, jedn. zam.: PAK= pakowane po 12 sztuk

1/1




Kosze dentystyczne Aesculap:

- **Bezpieczne i skuteczne**
- **Praktyczne i ekonomiczne**



JG387R Kosz, 188 x 84 x 30 mm, zawiera 2 silikonowe wkładki gniazdowe na instrumenty (JG394), przeznaczony dla 5 instrumentów


JG388R Kosz, 188 x 125 x 30 mm, zawiera 2 silikonowe wkładki gniazdowe na instrumenty (JG395), przeznaczony dla 9 instrumentów



JG625R Urządzenie do przechowywania etykiet identyfikacyjnych

ICD-002 Plastikowe etykiety identyfikacyjne, białe z 10-cyfrowym kodem kreskowym do stosowania z oprogramowaniem praxiDoc lub DIOS, oznaczenie według specyfikacji

Nowy sklep online



www.chifa.com.pl/sklep

- Najwyższej jakości narzędzia stomatologiczne
- konkurencyjne ceny
- szybki termin dostawy

- chirurgia stomatologiczna
- ortodoncja
- endodoncja
- implantologia
- diagnostyka
- protetyka
- parodontologia
- stomatologia zachowawcza
- dentystyczny system kontenerowy



Symbol	Opis	Cena netto
DB180T	KIURETA TYTAN LANGER #1/2	352,36
DB181T	KIURETA TYTAN LANGER #3/4	352,36
DB182T	KIURETA TYTAN LANGER #5/6	352,36
DB764R	SONDA PARADONT.UNC15 Z KOR.SPREŻ.0.2N	138,24
DB765R	SONDA PARADONT.WHO Z KOR.SPREŻ.0.2N	138,24
DA090	UCHWYT DO LUSTEREK USTNYCH PLASTYK.NIEB	16,56
DA091	UCHWYT DO LUSTEREK USTNYCH PLASTYK.SZAR	16,56
DA092	UCHWYT DO LUSTEREK USTNYCH PLASTYK.ZIEL	16,56
DA093	UCHWYT DO LUSTEREK USTNYCH PLASTYK.CZAR	16,56
DA074R	UCHWYT DO LUSTEREK USTN.125MM.NIERDZ.	46,44
DA076R	UCHWYT LUSTERKA DO JAMY USTNEJ 134MM	60,12
DA036R	LUSTERKO USTNE RHODIUM ŚR.22MM	112,68
DA037R	LUSTERKO USTNE RHODIUM ŚR.24MM	112,68
JG387R	KOSZ DENTYSTYCZNY 188X84X30MM	281,00
JG388R	KOSZ DENTYSTYCZNY 188X125X30MM	281,00

